

---

---

## AD-1687 Setting Tool 取扱説明書

---

---

AD-1687 は”AD-1687 Setting Tool”を使用することによって、

- 1：内部設定をパソコン画面で設定することが出来ます。
- 2：内部設定を出荷時設定に戻すことが出来ます。
- 3：上下限值を設定し、**HI****LO**を表示するリミット機能が使用できるようになります。

---

---

### 1.使用許諾

---

---

- ・ "AD-1687 Setting Tool"を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・ "AD-1687 Setting Tool"は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・ "AD-1687 Setting Tool"の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・ (株)エー・アンド・デイは"AD-1687 Setting Tool"またはこの"AD-1687 Setting Tools 取扱説明書"の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

---

---

### 2.必要なシステム

---

---

OS	Windows XP SP3	以降
ディスプレイ	XGA (1024 x 768)	以上

---

---

### 3.インストールの前に

---

---

万が一に備えて、"AD-1687 Setting Tool"のご使用の前に、コンピュータの重要なデータはバックアップをしておいてください。

---

---

### 4."AD-1687 Setting Tool"のインストール方法

---

---

AD-1687 Setting Tool.zip を適当なフォルダに解凍してください。

---

---

## 5."AD-1687 Setting Tool"のアンインストール方法

---

---

AD-1687 Setting Tool.exe が入っているフォルダを削除してください。

---

---


## 6.起動方法、使い方

---

---

1:AD-1687 を USB ケーブルで PC に接続してください。


2:AD-1687 に表示される「CSV FILE」を選択し、<ENTER>キーを押してください。



3:解凍したフォルダの「AD-1687 Setting Tool.exe」をダブルクリックしてください。

4:AD-1687 が接続されているドライブを選択し **OK** を押してください。

その時、AD-1687 に保存されている内部設定を読み出し、画面に表示します。



注意 : AD-1687 が接続されているドライブ以外を選択しないで下さい。

## 5:各項目の設定内容

**> INTERVAL TIME**  
 1min  
**PRIMARY DATA**  
 T1 / %RH  
**TEMP. UNIT**  
 °C  
**RECORDING TYPE**  
 ONE-TIME  
**BUZZER**  
 ON

**DECIMAL POINT**  
 DOT[.]  
**BAUD RATE**  
 2400bps  
**BITS PARITY**  
 7bits/EVEN  
**TERMINATOR**  
 <CR><LF>  
**POWER SAVE**  
 1min

**DATE FORMAT**  
 yyyy/mm/dd  
**DATE SETTING**  
 2012/03/19  
**TIME SETTING**  
 15:05:31  
**ID NUMBER**  
 00000000  
**CONTRAST**  
 40

AD1687 の内部設定画面

全項目を出荷時設定に戻します

リミット機能については、  
7.リミット機能の項目を参照して下さい

設定項目	設定値と内容
インターバル時間 INTERVAL TIME	AD1687 で記録する間隔 1 , 2, 5, 10, 15, 20, 30秒 1*, 2, 5, 10, 15、20, 30, 60分
選択表示項目 1 PRIMARY DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>AD1687 の選択表示でどの項目を表示するか</li> <li>リミット機能を適用する項目</li> </ul> 温度 1*、湿度、大気圧、温度 2(接続時のみ)、振動、天びん
選択表示項目 2 PRIMARY DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>AD1687 の選択表示でどの項目を表示するか</li> <li>リミット機能を適用する項目</li> </ul> 温度 1、湿度*、大気圧、温度 2(接続時のみ)、振動、天びん
記録モード RECORDING TYPE	データがフルになった場合、さらに上書きして保存するか ワンタイム*・・・フルメモリ時、上書きしない エンドレス・・・フルメモリ時、上書きする

ブザー鳴動 BUZZER	計量データ入力時/リミット機能使用時 <u>ブザーを鳴らすか</u> 鳴らす* 鳴らさない
小数点文字 DECIMAL POINT	<u>AD1687 に表示、保存される小数点</u> ドット( . )* カンマ( , )
終端文字 TERMINATOR	<u>天びんとの接続設定</u> <CR><LF>* <CR>
データ長/パリティ BITS PARITY	<u>天びんとの接続設定</u> 7bits/EVEN*、7bits/ODD、8bits/NONE
ボーレート BAUD RATE	<u>天びんとの接続設定</u> 600、1200、2400*、4800、9600、19200bps
省電力設定 POWER SAVE	<u>操作が無かった場合、電源/表示 OFF までの時間</u> 省電力なし、30 秒、1*、2、5、10 分
日付表記 DATE FORMAT	<u>年月日の順番設定</u> 年/月/日*、月/日/年、日/月/年
日付時刻 DATE/TIME SETTING	<u>時刻の設定</u> 自動・・・PC に設定されている時間を記録します 手動・・・任意の設定を選択してください
ID ID NUMBER	<u>ID 番号の設定</u> 8 桁の数値。 例：AND - 1687
LCD 輝度 CONTRAST	<u>画面のコントラスト</u> 25～40*～50
リミット項目 上限/下限	<u>リミット機能の設定</u> * 「7.リミット機能」を参照してください

\*：工場出荷時設定

#### 6:設定を出荷時設定に戻す場合

工場出荷時設定ボタンを押して下さい。全項目が出荷時設定の値になります。

ことのきは、まだ AD-1687 に設定は保存されていません。


## 7:設定を決定する

必要な項目の設定変更後、**設定**ボタンを押してください。




8:設定を有効にする為に AD-1687 を電源 OFF にし、再起動する必要があります。

1:タスクバーの『ハードウェアの安全な取外し』を左クリックして接続を解除します。



2:『ハードウェアの取外し』が確認されたら、AD-1687 の USB ケーブルを抜きます。



3:AD-1687 の[ON/OFF]キーを長押しし、電源を OFF して下さい。

9:セッティングツールを終了する

右上の閉じるボタンを押すと、終了します。

---

---

## 7.リミット機能について

---

---

- AD-1687 には環境データが設定値を超えた場合、**HI**、**LO**を AD1687 の液晶に表示し、ブザーを鳴らす”リミット機能”があります。
- 温湿度管理している部屋などで、規定値をオーバーしていた場合、ブザーと表示によって早期に異常を知ることが出来ます。

1: 「6.起動方法使い方」内の、「5.各項目の設定内容」まで進めて下さい。

2: リミット機能を適応する項目を選択する。

「選択表示項目 1、2」で選択した項目に対し、リミット機能が適用されます。

インターバル時間	1分	ブザー鳴動	鳴らす	省電力設定	1分	リミット 項目1 上限	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF 00000
選択表示項目1	温度1	小数字文字	ドット(.)	日付表記	年/月/日	リミット 項目1 下限	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF 00000
選択表示項目2	湿度	ホーレート	7bit / EVEN	日付時刻	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 2012/03/23 - 15:43:40	リミット 項目2 上限	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF 00000
温度単位	°C	データ長/パリティ	2400	ID	00000000	リミット 項目2 下限	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF 00000
記録モード	ワンタイム	終端文字	<<CR><LF>	LCD 輝度	40		

工場出荷設定    設定

注意：「振動」「天びん」に対してリミット機能を使用することは出来ません。  
リミット機能を使用する場合は選択しないで下さい。

### 3:リミット機能を有効にするか選択する

「選択表示項目 1、2」の項目に対しリミット機能を適応する場合は、ON にチェックを入れてください。

The screenshot shows the 'AD-1687 Setting Tool' interface. The 'Limit Function' section is on the right. The 'Limit Item 1' and 'Limit Item 2' sections are highlighted with red and blue circles, respectively. The 'ON' radio buttons are also highlighted with red and blue circles. Arrows point from the 'Limit Item 1' and 'Limit Item 2' sections to the 'ON' radio buttons.

項目	設定
インターバル時間	1分
プザー鳴動	鳴らす
省電力設定	1分
リミット 項目1 上限	0000.0
リミット 項目1 下限	0000.0
リミット 項目2 上限	0000.0
リミット 項目2 下限	0000.0

### 4:リミット機能の上限値・下限値を設定する

上限値・下限値を入力してください。

The screenshot shows the 'AD-1687 Setting Tool' interface. The 'Limit Function' section is on the right. The 'Limit Item 1' and 'Limit Item 2' sections are highlighted with red and blue circles, respectively. The 'ON' radio buttons are also highlighted with red and blue circles. Arrows point from the 'Limit Item 1' and 'Limit Item 2' sections to the input fields for the upper and lower limits.

項目	設定
インターバル時間	1分
プザー鳴動	鳴らす
省電力設定	1分
リミット 項目1 上限	0030.0
リミット 項目1 下限	0025.0
リミット 項目2 上限	0050.0
リミット 項目2 下限	0040.0

### 5:リミット機能の設定変更後

「6.起動方法、使い方」の「7.設定を決定する」以降を参照し、AD1687 にリミット機能の設定変更を適応させてください。

## 6:AD1687 の表示

セッティングツールで設定した上限値・下限値を超えた場合、**HI**・**LO**が点灯、または単位が白黒反転し、ブザーが鳴ります。

T1	<b>HI</b>	25.8 °C
RH	<b>LO</b>	36.8 %
BAR		995.3 hPa
VIB		2 mG

T1	<b>HI</b>	<b>25.8</b> °C
RH	<b>LO</b>	<b>36.8</b> %

## 7:リミット機能の終了

リミット機能を終了するには、再度セッティングツールを使用し、OFFにチェックを入れてください。

「6.起動方法、使い方」の「7.設定を決定する」以降を参照し、AD1687にリミット機能の設定変更を適応させてください。





---

---

## 8. リミット機能の使用例

---

---

実際にリミット機能を使用する際の手順例を記載します。

条件

温度	上限：25.0℃
	下限：23.0℃

湿度	上限：50.0%
	下限：40.0%

1: 「6.起動方法使い方」内の、「5.各項目の設定内容」まで進めてください。

2: 選択表示項目1に「温度1」を、選択表示項目2に「湿度」を選択する。




3: リミット機能を有効にする為に、「ON」にチェックを入れる。



#### 4:上限・下限値を入力する

温度	上限 : 25.0°C
	下限 : 23.0°C

湿度	上限 : 50.0%
	下限 : 40.0%



#### 5:設定ボタンをクリックする



#### 6:設定変更を有効にする

「6.起動方法、使い方」の「7.設定を決定する」以降を参照し、AD1687にリミット機能の設定変更を適応させてください。

7:AD1687 の表示を確認する

温度	上限：25.0℃
	下限：23.0℃

湿度	上限：50.0%
	下限：40.0%

設定した条件から外れていた場合 **HI**、**LO** を表示し、ブザーがなります

T1	<b>HI</b>	25.8 °C
RH	<b>LO</b>	36.8 %
BAR		995.3 hPa
VIB		2 mG

T1	<b>HI</b>	
		25.8 °C
RH	<b>LO</b>	
		36.9 %

8:リミット機能を終了する際は、OFF にチェックを入れる

