

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出力インタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格（税別）	接続ケーブル モデル名	接続ケーブル 標準価格（税別）	注意事項
AD-1691	不可	-	-	-	-	-	-
AD4212A-PT	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	-	-	■ AD4212A-PTに付属するケーブルを使用します。
AD4212B-PT	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	-	-	■ AD4212B-PTに付属するケーブルを使用します。
EK-120A/1200A	別売	D-Sub25P（メス）	EK-03	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
EK-12KA	別売	D-Sub25P（メス）	EK-02	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
EK-EP	不可	-	-	-	-	-	-
EK-G	別売	D-Sub25P（メス）	EKW-03G	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
EK-H	別売	D-Sub25P（メス）	EK-03H	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
ET-W	別売	D-Sub25P（メス）	ET-03W	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
EW-G	別売	D-Sub25P（メス）	EKW-03G	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
FC	別売	D-Sub25P（メス）	FC-03	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
FG	別売	DIN8	FG-03	¥30,000	AX-USB-DIN	¥13,000	-
FJ-i	不可	-	-	-	-	-	-
FP	別売	D-Sub25P（メス）	FP-03	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
FS	別売	DIN8	FS-03	¥30,000	AX-USB-DIN	¥13,000	-
FT	別売	D-Sub25P（メス）	FT-04	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
FW	別売	DIN8	FV-03	¥25,000	AX-USB-DIN	¥13,000	-
FX/FY	別売	D-Sub25P（メス）	FX-03またはFY-03	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
FX-300iPT	標準付属	D-Sub9P（オス）	-	-	-	-	■ FX-300iPTに付属するケーブルを使用します。
HA-200A	別売	D-Sub25P（メス）	HA-04	¥40,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HA-M	別売	D-Sub25P（メス）	HA-03	¥30,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HC	別売	D-Sub25P（メス）	HC-03	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HF	別売	D-Sub25P（メス）	HF-03	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HJ150/HJ-150A/HJ-300A	不可	-	-	-	-	-	-
HL/HL-i/HL-WP	不可	-	-	-	-	-	-
HM	別売	D-Sub25P（メス）	HM-03	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HP	別売	D-Sub25P（メス）	HP-03	¥20,000	AX-USB-25P	¥10,000	-
HR	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	AX-USB-25P	¥10,000	-

天びん・はかりのモデル	接続可否と 出力インタフェース	インタフェース形状	インタフェース モデル名 ※	インタフェース 標準価格（税別）	接続ケーブル モデル名	接続ケーブル 標準価格（税別）	注意事項
HT/HT-CL	不可	-	-	-	-	-	-
HV-A/HW-A	別売	DIN8	HVW-03	¥25,000	AX-USB-DIN	¥13,000	-
HV-KiEP	不可	-	-	-	-	-	-
HV-KLEP	不可	-	-	-	-	-	-
HV-WP	標準付属	DIN8	-	-	AX-USB-DIN	¥13,000	-
HW-KEP	不可	-	-	-	-	-	-
HW-KiEP	不可	-	-	-	-	-	-
HW-WP	標準付属	DIN8	-	-	AX-USB-DIN	¥13,000	-
HX	標準付属	D-Sub25P（メス）	-	-	AX-USB-25P	¥10,000	-
SA	不可	-	-	-	-	-	-
SD	不可	-	-	-	-	-	-
SF/SG	不可	-	-	-	-	-	-
SH/SH-WP	不可	-	-	-	-	-	-
SJ/SJ-WP	不可	-	-	-	-	-	-
SK/SK-i	不可	-	-	-	-	-	-
SK-WP/SK-iWP	不可	-	-	-	-	-	-
SL/SL-WP	不可	-	-	-	-	-	-