

天びん・はかり用 サーマルプリンタ AD-8129TH

AND

A&D Weighing



標準価格 ¥70,000(税抜)

- ・液晶パネル・テンキー付きで簡単設定
 便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能
 テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能
- ・フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能
- ・インターバル印字 / 計量データの時系列変化（チャート印字）
- ・時計機能付き（日付時刻印字出力可能）
- ・パスワードロック機能（日付・時刻・内部設定変更）
- ・日付/時刻/ IDを任意のタイミングで印字可能

TIME印字キー / DATE印字キー / ID印字キー

方式	サーマル式
文字仕様	13ドット×28ドット / 1.5 (W) × 2.6 (H) mm
印字速度（印字文字数）	約16行 / 秒（24文字 / 行）
電源	専用ACアダプタ（標準付属）
外形寸法 / 質量	174 (W) × 141 (D) × 87 (H) mm / 約500 g
インタフェース	D-Sub9P（オス）（RS-232C 兼 カレントループ） 外部入力コネクタ（フットスイッチ用）
商品コード / JANコード	AD8129TH / 4981046581080
標準価格（税抜）	¥70,000

付属品：プリンタ用感熱紙 1巻 / ACアダプタ、ACアダプタ識別シール
 簡易取扱説明（クイックスタートガイド） / RS-232Cケーブル（D-Sub9P-9P）

AX-PP147-S	プリンタ用感熱紙 5巻 紙幅 57.5 mm	¥5,000
AX-PP183-S	プリンタ用感熱無塵紙 10巻 紙幅 57 mm	¥30,000
AX-KO2741-100	RS-232C ケーブル D-sub9P- 9P、1 m 標準付属	¥4,500
AX-KO2116-090	RS-232Cケーブル D-Sub25P-9P、0.9m	¥4,500
AX-KO1786-200	RS-232C ケーブル DIN- 9P、2 m	¥9,000
AX-KO5291-100	カレントループケーブル 1 m	¥5,000
AX-KO3285-320	端子台用ケーブルバラ線 3 m	¥13,000
AX-SW138	フットスイッチ(印字またはリゼロ用)	¥10,000
AX-TB305-A	ACアダプタ(標準付属)	¥5,000
GP-16 ※1	プリンタ台(GX-L,GF-L,GP用)	¥20,000
HVW-12C ※2	プリンタ台(HW-C,HV-C,FG,HV-G,HV-G用)	¥12,000

※1
表示部 分離型モデルには
使用不可

※2
ひょう量15kg以下モデルと、
表示部 分離型モデルには
使用不可

AND 株式会社 エーアンド・ティ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052

宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166

東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117

東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232

静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955

名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00 / 13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
 外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2024年12月現在のものです。
 ※本カタログは事業者向けです。

AD-8129TH-ADJT-00-AD1-24c000