

分析天びん用アクセサリ

AND
A&D Weighing

天びんの精度維持に 天びん用クリーニングセット

AX-CLEANING-SET



クリーニングブラシ(大/小)

材質：木(柄部) / 山羊毛(毛材部)

全長：約220mm

毛幅：大ブラシ (27 mm) / 小ブラシ (14 mm)

天びんは清潔な状態を維持できていますか？

天びんが汚れているとコンタミのリスクが高まるだけではなく、精度に影響を及ぼしたり、故障の原因にもなりえます。専用のクリーニングセットでメンテナンスを実施してください。

セット内容：クリーニングブラシ (大/小2本)、セーム革計量皿、機器周辺の清掃等にご使用ください

- ・細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適しています。
- ・毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質です。
※静電気を除去する働きはありません。

標準価格：¥5,000 (税抜)

JANコード：4981046582513

導電性シリコンゴムを採用 容器ホルダーセット

AX-HOLDER-SET-B



使用イメージ

標準価格：¥4,800 (税抜)

JANコード：4981046580526

試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダーです。

- ・大、中、小 3つで1セット
- ・ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能
- ・セットをひとつに纏めて収納が可能
- ・静電気の影響を受けない導電性シリコンゴム

分析天びん用 計量ボート

AX-TRAY-10ML



静電気を防ぐ帯電防止加工です。

容量：10 mL

質量：0.49g 内

容量：250枚

標準価格：¥8,000 (税抜)

JANコード：4981046578462

分析天びん用 マイクロスパーテル

AX-SPATULA



特に微粉末の取り扱いに適しています。

長さ：182 mm / 質量：4.3 g

入り数：5本

標準価格：¥3,000 (税抜)

JANコード：4981046523912

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

▲安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2024年11月現在のものです。 ※本カタログは事業者向けです。

*天秤アクセサリ-ADJT-02-AD2-24c000