

# リストバンド型活動量計

## UW-303BLE / UW-331BLE



### 歩数、総消費カロリー、睡眠時間、脈拍数※を測定

※脈拍数は UW-331BLE のみ

### 『A&D Connect ヘルスケア』アプリでデータ管理

リストバンドが測定した活動量データは Bluetooth® 通信でスマートフォンに送信可能

### 医療機関での疾病管理や健康管理に

生活習慣の可視化と改善、健診業務の省力化、クリニックのデータ管理に貢献します

 <p><b>時計</b> 時 / 分表示</p>	<p>本体非表示※1 1分サマリデータ</p>  <p><b>筐体内温度</b> 筐体内の温度</p>	<p>本体非表示※1 1分サマリデータ</p>  <p><b>装着 / 非装着判定</b> 容量センサによる判定</p>
<p>深夜0時リセット</p>  <p><b>歩数</b> 1日の総歩数</p>	<p>深夜0時リセット</p>  <p><b>消費カロリー</b> 1日の総消費カロリー 基礎代謝量 + 活動代謝量</p>	<p>昼12時リセット</p>  <p><b>睡眠時間</b> 1日の総睡眠時間 体動による判定</p>
<p>UW-331BLEのみ</p>  <p><b>脈拍数</b> 5秒おきに 算出された脈拍数</p>	<p>UW-331BLEのみ</p>  <p><b>安静時脈拍数</b> 最小脈拍数の24時間 移動平均値</p>	<p>UW-331BLEのみ</p>  <p><b>IHB</b> 1日の総不規則脈波 検出回数</p>

その他 (本体非表示): 運動頻度 / 睡眠判定 / 食事、飲酒、投薬等のイベント入力※2 を1分サマリデータに記録可能  
 ※1 本体非表示項目は A&D Connect ヘルスケアには対応しておりません  
 ※2 イベント入力には UW-331BLE のみ

# 健康機器のデータをリストバンドで受信 / 保存し、まとめて App へ送信

## A&Dの各種健康機器との連携

### 接続対象機器

上腕式血圧計  
UA-651BLE Plus



上腕式ホースレス血圧計  
UA-1200BLE



予測式体温計  
UT-201BLE Plus



体重計  
UC-352BLE



体組成計  
UC-421BLE



## 健康機器データの受信

リストバンド型活動量計  
UW-303BLE/UW-331BLE



## App等へ測定データを送信

※リストバンドで測定したデータも含む

SDK提供により、  
シスムインテグレーター様側の  
Appなど開発工数を削減

スマート  
フォン  
連携



パソコン  
連携



A&Dの各種健康機器との連携機能にて取得したデータは、  
A&D Connectヘルスケアには連携できません。

## 仕様

型式名	UW-303BLE	UW-331BLE
商品コード	UW-303LA-JC1EL	UW-331LA-JC1EL
JANコード	4981046306843	4981046578707
製品概要	脈拍計測機能なし	脈拍計測機能あり
表示	OLED(単色)	
本体サイズ	16.2(W) × 227(L) × 11.3(H) mm	
本体重量	16 g	
電源	リチウムイオンポリマー電池 75 mAh	
電池寿命(連続計測)	約 10 日	約 5 日
通信方式	Bluetooth4.2	
センサー&パーツ	3軸加速度センサ(温度センサ内蔵)、振動モーター(アラート用) 装着センサ 光電脈波センサ	
ベアリング台数	5 台	
防水性能	IP55 / IP57(入浴はできません)	
充電	満充電時間: 75 分 付属の充電器(Type-A⇄クリップ式) USB BC Rev.1.2 に準拠(0.5 A以上供給)	
ベルト	手首周範囲: 13 cm ~ 20 cm	
定価	オープン価格	
データ保存機能	加速度データ※1※2	
	1分サマリデータ※2 約 26 日	1分サマリデータ※2 約 13 日 脈間隔データ※2、脈波データ※1※2
データ保存量	各計測項目最大300データ	
1分サマリデータ保存項目	測定日時、装着判定、筐体内温度、歩数、消費カロリー、運動頻度 睡眠判定、睡眠時間、脈拍数※3、安静時脈拍数※3、イベント入力※3	
健康機能	ウォークアラート機能	ウォークアラート機能、呼吸ガイド機能
通信機能	機器連携機能※2、検索機能	
その他機能	タイマー機能、ストップウォッチ機能、アラーム機能	

※1 オプション ※2 SDK(通信ライブラリ提供可能) ※3 UW-331BLEのみ対応

## A&D Connect ヘルスケア



※Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
※App store は、Apple Inc.のサービス商標です。  
※Google PlayおよびGoogleロゴはGoogle LLCの登録商標です。



**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間: 月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2024年10月現在のものです。  
※本カタログは事業者向けです。 \*UW303-331BLE-ADJ01-AD01-24a00