


基準分銅型円筒分銅 AD1607 寸法図

AD1607 寸法図

形状：基準分銅型円筒分銅
材質：非磁性ステンレス SUS304
最大許容誤差：JIS B7609 表 2 の 2/3 以内
構造/磁性/密度/表面粗さ：JIS B7609 に準拠


分銅への表記
クラス表記： F1：なし F2：F M1：M1
公称値：
F1、F2：数字 20～1、500～1
M1：数字と単位 20 kg～1 kg、500 g～1 g




公称値	分銅外形 (mm)			
	ϕA	ϕE	H	B
20 kg	142	68	213	142
10 kg	113	50	168	113
5 kg	90	43	136	90
2 kg	66	32	97	66
1 kg	53	23	76	53
500 g	41	20	63	42
200 g	31	14	44	30
100 g	25	11	35	25
50 g	20	8	28	19
20 g	15	6	20	14
10 g	13	6	16	10
5 g	10	5	14	8
2 g	8	3	10	6
1 g	6	3	9	5

AD1607 専用ケース寸法図


プラスチックケース 1g～2kg用



公称値	寸法(mm)		重量(kg)
	H	φD	
2kg	122	75	0.113
1kg	110	65	0.087
500g	82	55	0.054
200g	64	43	0.024
100g	54	33	0.015
50g			
20g			
10g			
5g			
2g			
1g			



アルミケース 5kg～20kg用



公称値	寸法(mm)		重量(kg)
	W	H	
20 kg	185	272	2.6
10 kg	156	221	1.96
5 kg	135	182	1.10

ケース材質：アルミニウム
 ケース色：銀色
 クッション材質：PE

