

AX-SV-61

電磁スターラー（リモート・マイクロ型）

お知らせ



1WMPD4005477

付属の回転子

本品に付属の回転子は 6 mm×φ3 mm（全長×直径）です。

音叉振動式粘度計（SV シリーズ / SV-A シリーズ / SV-H シリーズ）、音叉振動式レオメータ（RV シリーズ / RV-A シリーズ）の取扱説明書では、回転子 6 mm×φ4 mm（全長×直径）の使用を指定している場合がありますが、本品付属の回転子でも同等にご使用いただけます。

AX-SV-61

Electromagnetic Stirrer (Remote Micro Type)

Notice



1WMPD4005477

Included rotor

The rotor included with this product measures 6 mm × φ3 mm (length × diameter).

While the instruction manuals for the vibro viscometers (SV series / SV-A series / SV-H series) and vibro rheometers (RV series / RV-A series) specify the use of a rotor measuring 6 mm × φ4 mm (length × diameter), the rotor included with this product can be used equivalently.