

AC Adapter Table (Last updated: June 10, 2024)

※ご注文の前に必ず使用する現地プラグ形状をご確認下さい

各国で使用されているプラグは、大まかには決まっていますが、地域事情/設置場所が日系企業である、などの理由によって使用されているプラグが違う場合がございます。必ず使用する先のプラグ形状を確認し、下記の表から対象機種を選定して下さい

作成日 2024年6月10日

(株)エー・アンド・デイ

販売促進部 計量販売促進課

Balances

	A plug		BF plug	C plug	S plug
	USA	Taiwan, etc.	UK, China, etc.	Europe, India, etc.	Australia
BA-T/BA			TB286U (100-240V)	TB286E (100-240V)	N/A
BM	TB274 (100-240V)	TB248 (100-240V)	TB287U (100-240V)	TB287E (100-240V)	TB284S (100-240V)
GH/HR-i					
GR					
HR-AZ/HR-A					
GX/GF/GX-A(E/WP)/GF-A(WP)					
GX-K/GF-K					
MC-1000/6100/10K/30K					
FZ-i/FX-i (IWP/CT/GD)					
AD-4212A/B/C/F					
AD-4212D					
GX-M/GF-M					
GX-L/GF-L					
GP/GP-S					
MC-100KS			TB287U (100-240V)		N/A
EK-i/EW-i/EK-L	TB275 (100-240V)	TB266 (100-240V) TB294 (100-240V)	TB289*1 (100-240V)		N/A
EJ					

\*1 Cプラグ装着 + 交換用BFプラグも付属

Scales

	A plug		BF plug	C plug	S plug				
	USA	Taiwan, etc.	UK, China, etc.	Europe, India, etc.	Australia				
FC-Si/FC-i	TB276 (100-240V)	TB110 (120V)	TB287U (100-240V)	TB287E (100-240V)	N/A				
HC-i	TB275 (100-240V)	TB266 (100-240V) TB294 (100-240V)	TB289*1 (100-240V)						
HD		TB266 (100-240V)							
HV-G/HW-G		TB266 (100-240V) TB294 (100-240V)				TB289*1 (100-240V)			
FG									
HT/HT-QL									
HL/HL-i									
HL-WP									
SJ-HS									
SK									
SK-WP									
SA									
HV-C/HW-C								TB275 (100-240V)	
HV-CP/HW-CP									
FG-CWP	TB301 (100-240V)				TB300 (100-240V)			TB301 (100-240V)	
GC								N/A	

\*2 プラグ部分は交換できるタイプで、Aプラグ付属 / 別売のAX-TB278-BLD(C、BF、Sプラグセット)でプラグを組み合わせてプラグを変更することが可能

Rheometers/Viscometers, Pipette accuracy testers & Leak tester, Pipette

	A plug		BF plug	C plug	S plug
	USA	Taiwan, etc.	UK, China, etc.	Europe, India, etc.	Australia
RV-A	TB274 (100-240V)	TB248 (100-240V)	TB287U (100-240V)	TB287E (100-240V)	N/A
RV					
SV-A/SV					
AD-1690					
FX-300i-PT					
AD-4212A/B-PT					
MPA/MPB	TB282 (100-240V) TB283*3 (100-240V)		TB283*3 (100-240V)		TB283*3 *4 (100-240V)

\*3 Aプラグ装着 / その他、交換用 C、BF、Sプラグ付属

\*4 RCM 未対応



**Indicators**

	A plug		BF plug	C plug	S plug
	USA	Taiwan, etc.	UK, China, etc.	Europe, India, etc.	Australia
AD-4406A/4406	TB275 (100-240V)	TB266 (100-240V) TB275 (100-240V)	TB289*1 (100-240V)		N/A

**Peripherals & Options**

	A plug		BF plug	C plug	S plug
	USA	Taiwan, etc.	UK, China, etc.	Europe, India, etc.	Australia
AD-1683	Please inquire	TB229 (120-240V)			
AD-1683A	TB274 (100-240V)	TB248 (100-240V)	TB287U (100-240V)	TB287E (100-240V)	TB284S (100-240V)
AD-1687/1641	TB282*5 (100-240V)	TB253 (100-240V) TB282*5 (100-240V)	TB283*3 *5 (100-240V)		TB283*3 *4 (100-240V)
AD-8121B	TB274 (100-240V)	TB136 (120V)	TB286U (100-240V)		N/A
AD-8127			TB286U (100-240V)	TB286E (100-240V)	N/A
AD-1683A	TB274 (100-240V)	TB248 (100-240V)	TB287U (100-240V)	TB287E (100-240V)	TB284S (100-240V)
AD-8526					
AD-8922A					
AD-8923-CC					
AD-1682					
AD-1691					
AD-8920A	TB275 (100-240V)	TB266 (100-240V) TB294 (100-240V)	TB289*1 (100-240V)		N/A
HWV-04G*7		TB266 (100-240V)			
AD-4405-03/07		TB266 (100-240V) TB275 (100-240V)			
AD-4406-03/07					
AD-1611	TB275 (100-240V)	TB266 (100-240V) TB294 (100-240V)	TB289*1 (100-240V)		N/A
AD-1612					
AD-8561-MI02/04/05					

\*5 天びんから給電(RS-232C)、またはPCから給電(USB)、乾電池駆動も可能

プラグ形状	A plug	BF plug
		
プラグ形状	C plug	S plug
	