

NEW

型名	旧モデル AD-8121B	旧モデル AD-8127	AD-8129TH
形状			
方式	ドットインパクト式		サーマル式
液晶画面	×	○	○
テンキー	×	○	○
日付/時刻	○	○※1	○※1
ID印字	×	○※1	○※1
一連番号	○	○	○
統計演算	○	○	○
インターバル印字	○	○	○
チャート印字	○	○	○
計量部へのコマンド	×	○	○
	(ストリームモードにて)	(リゼロ / 計量値出力) ※2	(リゼロ / 計量値出力) ※2
パスワードロック機能	機能なし	機能あり (日付・時刻・内部設定) ※Ver.3.14以降	機能あり (日付・時刻・内部設定)
文字仕様	約1.8 (W) × 2.5 (H) mm	約1.62 (W) × 2.4 (H) mm	13ドット × 28ドット 1.5 (W) × 2.6 (H) mm
印字文字数	16文字 / 行	24文字 / 行	24文字 / 行
印字スピード	約1行 / 秒	約1.6行 / 秒	約16行 / 秒
インタフェース	RS-232C (専用コネクタ) カレントループ (Din)	RS-232Cまたはカレントループ (D-Sub9Pオス)	RS-232Cまたはカレントループ (D-Sub9Pオス)
標準付属ケーブル	D-Sub25Pケーブル D-Sub25P-9P変換アダプタ	D-Sub25P-9Pケーブル D-Sub9P-9Pケーブル 各1本	D-Sub9P-9Pケーブル
プリンタ用紙幅	44.5mm	57.5mm	57.5mm
プリンタ用紙 (普通紙)	AX-PP143-S (10巻入)	AX-PP137-S (10巻入)	AX-PP147-S (5巻入)
プリンタ用紙 (無塵紙)	AX-PP172-S (10巻入)	AX-PP173-S (10巻入)	AX-PP183-S (10巻入)
インクリボン	AX-ERC-05-S (5個入)	AX-ERC-22B-S (5個入)	
電源	ACアダプタ	ACアダプタ (AX-TB135) 付属	ACアダプタ (AX-TB305-A) 付属
	乾電池駆動	単三乾電池 × 4本付属	×
標準価格 (税抜)	¥65,000	¥65,000	¥70,000
JANコード	4981046600866	4981046149945	4981046581080

接続可能なフットスイッチ	AX-SW128 +AX-KO980-S100 ※4 ※5	AX-SW-128 ※5	AX-SW138
フットスイッチによる動作	プリント	プリント、リゼロ、紙送り、演算結果印字、総和印字から選択可 ※2 ※4	

※1 印字したい時にキーを押す事で印字が可能 日付印字 (DATEキー) / 時刻印字 (TIMEキー) / ID印字 (IDキー)

※2 計量値の出力を天びん側にコマンド送信が可能 (天びん側をストリームモードにしなくてよい)

※3 別体型の充電式バッテリーユニット (AD-1682) と接続することで、AC電源が無い状態で使用可能 (プリンタと一体にはなりません)

※4 プリンタ本体と接続する配線による (フットスイッチを2個接続すれば両方可能)

※5 AX-SW128はお客様にて接続作業が必要

・AD-8121Bと接続：接続する計量器によって、外部キー入力プラグ (AX-T-314-S)

外部入力コネクタ (AX-HDO-25P/CTF) が必要

・AD-8127と接続：ケーブル線を剥きだして、直接プリンタの端子台に接続



AD-1682使用イメージ