

## RsKey Ver.6.10 以降の特長：複数のデータを1行に入れる機能を追加しました

2026/3/11

株式会社エー・アンド・デイ

販売促進部

### [Items /Line]

1行にまとめるデータ項目数を設定します。

1データごとに内容が異なる場合の入力に便利な機能です。

個数計などで、ID、個数を同時に Excel に入力する際に便利です。

設定データ数未満のデータでは右移動し、設定データ数に達すると改行します。

例えば、コード、個数、重量がそれぞれ1データで送られる場合、それらの3つを1行ずつにまとめることができます。

例) 受信データが以下のような場合

ID, 000123<CR><LF>

QT, +00000056 PG<CR><LF>

ST, +0003. 102 g<CR><LF>

Excel に入力した場合の例

1. 設定数が1のとき、ID、個数、重量が別の行に入力されます。

	A	B	C	D	E	F
1	123	11:31:29	2026/3/11			
2	56	11:31:29	2026/3/11			
3	3.102	11:31:29	2026/3/11			
4						

2. 設定数が3のとき、ID、個数、重量が1行に入力されます。

	A	B	C	D	E	F
1	123	56	3.102	11:32:12	2026/3/11	
2						
3						
4						

