

【展示会出展情報】 A & Dは、アジア最大級の包装（パッケージ）総合展「TOKYO PACK 2024 – 2024 東京国際包装展 –」に出展し、金属検出機やX線検査機などの各種検査装置をご案内いたします。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、アジア最大級の包装（パッケージ）総合展「TOKYO PACK 2024 – 2024 東京国際包装展 –」に出展し、金属検出機やX線検査機などの各種検査装置をご案内いたします。

【1. 「TOKYO PACK 2024 – 2024 東京国際包装展 –」の概要】



会 期：2024年10月23日（水）～10月25日（金）
会 場：東京ビッグサイト 東ホール（東京都江東区）
主 催：公益社団法人 日本包装技術協会（JPI）
入場料：1,000円（税込） ただし、WEB 事前登録した場合は無料
W e b： <https://www.tokyo-pack.jp/>

【2. A & Dの主な出展内容/ブースNo. 5K11】

(1) 金属検出機「AD-4976-3510」

鉄系脱酸素剤の欠品検査と金属異物検査の両立を実現。脱酸素剤入り製品でも包装後の異物検査が可能になり、より安心・安全な生産をサポートします。導入事例も公開します。

DETEX
SERIES



(2) X線検査機「AD-4991-2510」

PROTEX
SERIES

コンパクトで、製品設定も簡単なため、はじめてX線検査機を導入される方におすすめします。
員数検査など、異物検査以外の機能も標準搭載しており、さまざまな用途に対応いたします。



https://www.aandd.co.jp/products/inspection-machine/inspectionanddetection/che-x-ray_inspection_system/ad4991/

(3) ウェイトチェッカ「AD-4961A-6K2035」

コンパクトサイズでひょう量6kgを実現。
在庫品のため、短納期で納入可能です。
取引・証明にもご使用いただけます。



https://www.aandd.co.jp/products/inspection-machine/checkweigher/che-checkweigher/ad4961a_ad4963/

(4) ウェイトチェッカ「AD-4942B-15K」

在庫品のため、短納期で納入可能です。
大箱での欠品チェックなどに最適です。



<https://www.aandd.co.jp/products/inspection-machine/checkweigher/che-checkweigher/ad4942b/>

A & Dは、用途に応じて各種の検査装置をご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/inspection-machine/>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://dam.aandd.co.jp/guest/klv534oybi>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 神田、佐藤（雄）、木村

MAIL : and-weighing@aandd.co.jp